

Näin riisut kahdet päällekkäiset kertakäyttökäsineet ja hihasuojat likaa-
matta ihoasi. Varo koskettamasta käsineiden ja hihasuojien ulkopintoja!

Vaihe A. Päällimmäisten käsineiden riisuminen



1. Ota käsineen ranteesta kiinni.



2. Vedä käsine käden yli.



3. Sulje riisuttu käsine kämmeneesi.



4. Ota toisella käsineellä kiinni toisen
käden päällimmäisestä käsineestä
ranteen sisäpuolelta.



5. Vedä käsine käden yli.



6. Laita päällimmäiset käsineet
jäteastiaan.

Vaihe B. Hihasuojien riisuminen



7. Ota kiinni hihasuojasta.



8. Vedä hihasuoja käden yli.

Huom! Jos hihasuojat on laitettu hyvin käsineiden rannekkeen alle, käsineen ranneke kiertyy nurin hihasuojaa riisuttaessa ja suojaa kättä lialta.

Vaihe C. Päällimmäisten käsineiden riisuminen



9. Vedä toinen hihasuoja pois samalla tavalla ja laita hihasuojat suljettuun roska-astiaan.



10. Ota kiinni käsineen rannekeesta.



11. Sulje käsine toisen käsineen sisään. Ota kädessä puettuna olevan käsineen rannekkeesta kiinni ja vedä käsine nurinpäin pois kädestä.



12. Jätä käsineet päällekkäin toisen käsineen sisäpinta ulospäin ja laita jäteastiaan.